

xylem



# Professionelle Datenlogger

VALIDIERUNG, ROUTINEKONTROLLE UND  
PROZESSÜBERWACHUNG

**-ebro-**  
a xylem brand



# PDF-Datenlogger EBI 3x0

Die einfach zu bedienenden Datenlogger mit USB-Anschluss überwachen die Temperatur.

- Autom. Messberichtserstellung im PDF Format
- Kostenlose Programmierung über die Webseite [www.ebi300.com](http://www.ebi300.com) oder die kostenlose Software Winlog.basic
- Messbereich von -35 °C bis +70 °C
- Batterie 2 Jahre Lebensdauer und durch Benutzer auswechselbar
- Inklusive Werkskalibrierzertifikat

## Anwendungsbeispiele:

- Gesamte Kühlkette (z.B. Transportüberwachung)
- Überwachung Medikamenten-, Kühl- und Gefrierschränke
- Umgebungsbedingungen in Räumen
- Blut- und Plasmaüberwachung während Transport sowie in Kühl- und Gefrierschränken



# Funk-Datenlogger EBI 25

Automatische Messdaten-Übermittlung und Alarmierung bei Grenzwertüberschreitung.

- Kontinuierliche Messung mit Funküberwachung
- Sicherheit durch Alarmierung ermöglicht schnelles Eingreifen
- Automatische Dokumentation
- Einfache Handhabung, Batterie durch Benutzer auswechselbar
- Inklusive Werkskalibrierzertifikat

## Anwendungsbeispiele:

- Lagerbedingungen von Impfstoffen, Medizin und Seren
- Überwachung der Sterilgut-Lagerung
- Drahtlose Temperaturkontrolle von mikrobiologischen Proben
- Kühlbedingungen in Blutbanken



# Datenlogger EBI 11 zur Prozessvalidierung

Für Validierungen im niedergelassenen Bereich und in Laboren.

- Komplettes Validierungs-Equipment inklusive Schulungsangebot
- **TÜV-zertifizierte Software**
- Umfangreiches Zubehörangebot
- Gemäß ISO 15883 und 17665

## Anwendungsbeispiele:

- Dampfkleinsterilisator
- RDG's und RDG-E's
- Sirona DAC Universal
- **NEU:** Melag Careclave





# Datenlogger EBI 12 zur Routinekontrolle

Zur Routinekontrolle in der AEMP.

- Routinekontrolle von Sterilisatoren, Reinigungs- und Desinfektionsgeräten und Steckbeckenspüler
- A<sub>0</sub>-Wert Überwachung
- Unterstützung bei Havariekonzept
- Temperatur- und Drucküberwachung
- Gemäß ISO 15883 und 17665

## Anwendungsbeispiele:

- Routinekontrolle von Dampfsterilisatoren
- Steckbeckenspüler
- VH<sub>2</sub>O<sub>2</sub>-Sterilisatoren
- RDG's und RDG-E's
- Geräteklassifizierung
- Mapping





# Datenlogger EBI 12 zur Prozessvalidierung

Datenlogger für Validierungsunternehmen.

- Komplettes Validierungs-Equipment inklusive Schulungsangebot
- Automatische Prozesserkennung und -bewertung
- **TÜV-zertifizierte Software**
- Umfangreiches Zubehörangebot
- Gemäß ISO 15883 und 17665


## Anwendungsbeispiele:

- Prozessvalidierung von Dampfsterilisatoren
- Steckbeckenspüler
- RDG's und RDG-E's
- $F_0$ -Wert und  $A_0$ -Wert Berechnung
- Niedertemperatursterilisationsverfahren wie mit EO, NTDF und  $VH_2O_2$

Stellen Sie sich Ihr **individuelles** Validier-Set zusammen.

**Wir beraten Sie gern!**





# Elektronischer Bowie & Dick-Test

Der EBI 16 ist der elektronische Bowie & Dick-Test für die AEMP.

- Alternativer Bowie & Dick-Test gemäß DIN EN 285 / ISO 17665 / ISO 11140-4
- **DAkkS-zertifiziert**
- Einsatz von 1.000 Zyklen oder 3 Jahre ohne Kalibrierung oder Service

## Anwendungsbeispiel:

- Durchführung des täglichen Bowie & Dick-Tests
- Routinekontrolle im Dampfsterilisator
- Vakuumtest

.....  
Besuchen Sie unsere Website:  
[www.ebro.com/de/medizin](http://www.ebro.com/de/medizin)





# KompetenzCentrum

Seminare - Webinare - Workshops

Unser aktuelles Schulungsprogramm finden Sie unter [www.ebro.com](http://www.ebro.com)  
Wenn Sie Fragen zur Anmeldung haben, unterstützen wir Sie gerne:  
[seminare@ebro.com](mailto:seminare@ebro.com)

Die technischen Anforderungen bei der Validierung und Routinekontrolle der Prozesse in Dampfsterilisatoren, RDG, RDG-E, DAC Universal und Careclave steigen stetig und damit auch die erhöhte Nachfrage nach **Schulungen, Webinaren und Workshops**. Wir haben das passende Seminarangebot und Kooperationspartner welche nach dem **DGSV-Rahmenlehrplan** schulen. Im Praxisteil Ihres Seminars wird in unserem Labor die Prozessvalidierung mit den Aufbereitungsgeräten durchgeführt.

Seien Sie unser Gast und nutzen Sie das Know-how unserer Referenten in Theorie und Praxis.

**xylem**  
Let's Solve Water

Xylem Analytics Germany Sales  
GmbH & Co. KG, ebro  
Peringerstr. 10  
85055 Ingolstadt, Germany

Tel +49 841 954780  
Fax +49 841 95478-80  
[www.ebro.com](http://www.ebro.com)  
[ebro@xylem.com](mailto:ebro@xylem.com)

ebro® ist eine eingetragene Handelsmarke der Xylem Inc. oder eines seiner Tochterunternehmen.  
Technische Änderungen vorbehalten.

© 2019 Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG. 1347-0115

September 2022