

Service Auftrag

Für Kühlkettenlogger aus den Produktserien:
EBI 20, EBI 25, EBI 300, EBI 310, EBI 40

Für interne Nutzung:

Dokument Version: CCL.2021.07.DE



SI Analytics®



are brands of Xylem Inc. or one of its subsidiaries.

Ihre Bestellnummer:

Rechnungsadresse:

Ihre Kundennummer (falls bekannt):
USt-IdNr.:
Firmenname:
Adresse1:
Adresse2:
Adresse3:
PLZ:
Stadt:
Land:

Lieferadresse (falls abweichend von der Rechnungsadresse):

Nummer (falls bekannt):
USt-IdNr.:
Firmenname:
Adresse1:
Adresse2:
Adresse3:
PLZ:
Stadt:
Land:

Ansprechpartner:

Vor- und Nachname:
Telefonnummer:
E-Mail:

Zertifikatadresse (falls abweichend von der Rechnungsadresse):

Firmenname:
Adresse1:
Adresse2:
Adresse3:
PLZ:
Stadt:
Land:

Hiermit bestellen wir den auf den folgenden Seiten ausgewählten Service sowie die professionelle Entsorgung der ersetzten Teile. Die Bestellung erfolgt unter den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG <https://www.xylemanalytics.com/de/agb>. Die Preise enthalten weder die Umsatzsteuer noch die Verpackungskosten, [...], Transport und Versicherung, falls zutreffend. Lieferbedingungen gelten gemäß INCOTERMS 2010.

Datum

Name in Druckbuchstaben

Unterschrift

Mit diesem Formular können Sie denselben Service für einen oder mehrere Datenlogger bestellen. Wenn Sie einen anderen Service für andere Logger bestellen möchten, verwenden Sie bitte ein separates Formular.
Bitte verpacken Sie die Geräte separat zu möglichen anderen Serviceaufträgen, um Fehler zu vermeiden.

Dieses Dokument ist bis zum 31. Dezember 2021 gültig, Version CCL.2021.07.DE



Service Auftrag

Für Datenlogger aus den Produktserien EBI 20, EBI 25, EBI 300, EBI 310, EBI 40.

Ihre Bestellnummer:
(Nur nötig, wenn Sie mehr als einen Servicevorgang benötigen.)

Seriennummer:

Model- oder Produktbeschreibung:

Problembeschreibung (falls
Vorhanden):

ISO Kalibrierung:

- ISO-Kalibrierung an zwei Standard-Punkten für 72,00 € *1)
- ISO-Kalibrierung an drei Standard-Punkten für 103,00 € *1)
- ISO-Kalibrierung an vier Standard-Punkten für 134,00 € *1)
- ISO-Kalibrierung an fünf Standard-Punkten für 165,00 € *1)
- ISO-Kalibrierung an zwei Standard-Punkten und zwei Feuchte-Punkten für 94,00 € *1)
- ISO-Kalibrierung an drei Standard-Punkten und drei Feuchte-Punkten für 125,00 € *1)

Akk. Kalibrierung nach DIN EN ISO/IEC 17025 (DAkkS) mit Kalibrierpunkten Ihrer Wahl:

- Zwei Temperaturpunkte für 180,00 €
- Drei Temperaturpunkte für 220,00 €
- Vier Temperaturpunkte für 260,00 €
- Fünf Temperaturpunkte für 300,00 €
- Zwei Temperaturpunkte und zwei Feuchte-Punkte für 430,00 €
- Drei Temperaturpunkte und drei Feuchte-Punkte für 470,00 €

Kalibrierpunkte Ihrer Wahl:

- Garantiereparatur. (um die Forderungen zu überprüfen, fügen Sie bitte die entsprechende Kopie Ihrer Rechnung bei)
- Bitte senden Sie uns einen Kostenvorschlag. *Merke: für den schnellsten Service, wählen Sie bitte eine der Standard Service Optionen aus*

Wählen Sie gewünschte Optionen aus (gegen eine zusätzliche Gebühr verfügbar):

- Eingangs- und Ausgangskalibrierung
- Batteriewechsel
- Fühlertausch

*1) Bitte sehen Sie in den zusätzlichen Informationen auf den folgenden Seiten nach.

www.wtw.com

www.si-analytics.com

www.ebro.com

www.meinsberg.de

Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG
Dr.-Karl-Slevogt-Str. 1
82362 Weilheim, Germany
Amtsgericht München HRA 105345
USt-IdNr./VAT No.: DE815629128
Steuernummer: 168/183/00305

Bank: Deutsche Bank AG
BLZ: 700 700 10
Kto.-Nr.: 992420000
IBAN: DE11700700100992420000
BIC: DEUTDEMMXXX
WEEE Nr./No.: DE 29884659

Persönlich haftende Gesellschafterin: Xylem Analytics Germany GmbH
Sitz: Weilheim i.OB,
Registergericht: Amtsgericht München, HRB 145685
Geschäftsführer/Managing Directors:
Dr. Robert Reining · Ulrich Schwab ·
USt-IdNr./VAT No.: DE275429984

Mit diesem Formular können Sie denselben Service für einen oder mehrere Datenlogger bestellen. Wenn Sie einen anderen Service für andere Logger bestellen möchten, verwenden Sie bitte ein separates Formular.
Bitte verpacken Sie die Geräte separat zu möglichen anderen Serviceaufträgen, um Fehler zu vermeiden.

Dieses Dokument ist bis zum 31. Dezember 2021 gültig, Version CCL.2021.07.DE



Zusätzliche Information

Was beinhaltet der Service?

ISO Kalibrierung: Das Gerät wird gemäß internen Arbeitsaufträgen und definierten Kalibrierungsmethoden kalibriert.

Die gemessenen Werte wurden mit dem Referenzgerät verglichen, das auf den nationalen Standard rückführbar ist.

Akkreditierte Kalibrierung nach DIN EN ISO / IEC 17025: Kalibrierung nach DIN EN ISO / IEC 17025 (DAkkS) Anforderungen.

(1) Was sind unsere Standard Kalibrierpunkte?

Produktserien	Logger	Standard Kalibrierpunkte
Nur Temperaturdatenlogger mit zwei Standard Kalibrierpunkten	EBI 20-T1, EBI 20-TE1, EBI 25-T, EBI 25-TE	-20 °C, 0 °C
	EBI 20-TF	+20 °C, +60 °C
Nur Temperaturdatenlogger mit drei Standard Kalibrierpunkten	EBI 25-TX mit einem Fühler	-80 °C, 0 °C, +134 °C
	EBI 40 ohne Fühler	-100 °C, 0 °C, +1,000 °C
	EBI 300, EBI 300 TE, EBI 310	-20 °C, 0 °C, +60 °C
Nur Temperaturdatenlogger mit drei Standard Kalibrierpunkten	EBI 310 TX nur Adapter ohne Fühler	-200 °C, 0 °C, +400 °C
Nur Temperaturdatenlogger mit fünf Standard Kalibrierpunkten	EBI 310 TX Logger und Adapter ohne Fühler	-200 °C, -20 °C, 0 °C, +60 °C, +400 °C
Nur Temperaturdatenlogger mit zwei Standard Kalibrierpunkten	EBI 310 DI nur Fühler	-80 °C, 0 °C
Nur Temperaturdatenlogger mit vier Standard Kalibrierpunkten	EBI 310-DI Datenlogger und Fühler	-80 °C, -20 °C, 0 °C, +60 °C
Nur Temperaturdatenlogger mit vier Standard Kalibrierpunkten	EBI 310 TE	-80 °C, 0 °C, +60 °C, 134 °C
Nur Temperaturdatenlogger mit fünf Standard Kalibrierpunkten	EBI 310 TE	-80 °C, -20 °C, 0 °C, +60 °C, 134 °C
Temperatur- und Feuchtedatenlogger mit zwei Temperaturpunkten und zwei Feuchtepunkten	EBI 20-TH1, EBI 25-TH, EBI 300 TH, EBI 310 TH	0 °C, +20 °C; 32.8 %rH, 75.4 %rH at 25 °C
Temperatur- und Feuchtedatenlogger mit drei Temperaturpunkten und drei Feuchtepunkten	EBI 20-TH1, EBI 25-TH, EBI 300 TH, EBI 310 TH	-20 °C, 0 °C, +60 °C; 32,8 %rF, 51,9 %rF, 75,4 %rF at 25 °C

Mit diesem Formular können Sie denselben Service für einen oder mehrere Datenlogger bestellen. Wenn Sie einen anderen Service für andere Logger bestellen möchten, verwenden Sie bitte ein separates Formular.

Bitte verpacken Sie die Geräte separat zu möglichen anderen Serviceaufträgen, um Fehler zu vermeiden.

Dieses Dokument ist bis zum 31. Dezember 2021 gültig, Version CCL.2021.07.DE



Was sind die Preise einer ISO-Kalibrierung?

Art. Nr.	Beschreibung	Preis
1030-2302	ISO-Kalibrierung an 2 Standard-Punkten	72,00 EUR
1030-2303	ISO-Kalibrierung an 3 Standard-Punkten	103,00 EUR
1030-2304	ISO-Kalibrierung an 4 Standard-Punkten	134,00 EUR
1030-2305	ISO-Kalibrierung an 5 Standard-Punkten	165,00 EUR
1030-2306	ISO-Kalibrierung an 6 Standard-Punkten	196,00 EUR
1030-2322	ISO-Kalibrierung an 2 Temperatur- und 2 Feuchtepunkten	94,00 EUR
1030-2323	ISO-Kalibrierung an 3 Temperatur- und 3 Feuchtepunkten	125,00 EUR
1030-2324	ISO-Kalibrierung an 4 Temperatur- und 3 Feuchtepunkten	156,00 EUR
1030-2325	ISO-Kalibrierung an 5 Temperatur- und 3 Feuchtepunkten	187,00 EUR
1030-2326	ISO-Kalibrierung an 6 Temperatur- und 3 Feuchtepunkten	218,00 EUR

Was sind die Preis für eine Akkreditierte Kalibrierung nach DIN EN ISO / IEC 17025 (DakkS) Kalibrierung?

Art. Nr.	Beschreibung	Preis
1030-3302	Akk. Kalibrierung nach DIN EN ISO / IEC 17025 an zwei Temperaturpunkten	180,00 EUR
1030-3303	Akk. Kalibrierung nach DIN EN ISO / IEC 17025 an drei Temperaturpunkten	220,00 EUR
1030-3304	Akk. Kalibrierung nach DIN EN ISO / IEC 17025 an vier Temperaturpunkten	260,00 EUR
1030-3305	Akk. Kalibrierung nach DIN EN ISO / IEC 17025 an fünf Temperaturpunkten	300,00 EUR
1030-3306	Akk. Kalibrierung nach DIN EN ISO / IEC 17025 an sechs Temperaturpunkten	340,00 EUR
1030-3322	Akk. Kalibrierung nach DIN EN ISO / IEC 17025 an zwei Temperaturpunkten und zusätzliche zwei Feuchtepunkten	430,00 EUR
1030-3323	Akk. Kalibrierung nach DIN EN ISO / IEC 17025 an drei Temperaturpunkten und zusätzliche drei Feuchtepunkten	470,00 EUR
1030-3324	Akk. Kalibrierung nach DIN EN ISO / IEC 17025 an vier Temperaturpunkten und zusätzliche drei Feuchtepunkten	510,00 EUR
1030-3325	Akk. Kalibrierung nach DIN EN ISO / IEC 17025 an fünf Temperaturpunkten und zusätzliche drei Feuchtepunkten	550,00 EUR
1030-3326	Akk. Kalibrierung nach DIN EN ISO / IEC 17025 an sechs Temperaturpunkten und zusätzliche drei Feuchtepunkten	590,00 EUR