

Für interne Nutzung:

## Service Auftrag

Für Validier- und Prozesslogger aus den Produktserien:  
EBI 12, EBI 11, EBI 16, EBI 10, EBI 100

Dokument Version: VPL.2023.01.DE



SI Analytics®

-ebro®



are brands of Xylem Inc. or one of its subsidiaries.

Ihre Bestellnummer:

### Rechnungsadresse:

Ihre Kundennummer (falls bekannt):  
USt-IdNr.:  
Firma:  
Adresse1:  
Adresse2:  
Adresse3:  
PLZ:  
Stadt:  
Land:

### Lieferadresse (falls abweichend):

Nummer: (falls bekannt):  
USt-IdNr.:  
Firma:  
Adresse1:  
Adresse2:  
Adresse3:  
PLZ:  
Stadt:  
Land:

### Ansprechpartner:

Name:  
Telefonnummer:  
E-Mail:

### Zertifikatadresse (falls abweichend):

Firma:  
Adresse1:  
Adresse2:  
Adresse3:  
PLZ:  
Stadt:  
Land:

Hiermit bestellen wir den auf den folgenden Seiten ausgewählten Service sowie die professionelle Entsorgung der ersetzten Teile. Die Bestellung erfolgt unter den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG. <https://www.xylemanalytics.com/de/agb>. Die Preise enthalten weder die Umsatzsteuer noch die Verpackungskosten, [...], Transport und Versicherung, falls zutreffend. Lieferbedingungen gelten gemäß INCOTERMS 2010.

Datum

Name in Druckbuchstaben

Unterschrift

Mit diesem Formular können Sie denselben Service für einen oder mehrere Datenlogger bestellen. Wenn Sie einen anderen Service für andere Logger bestellen möchten, verwenden Sie bitte ein separates Formular.  
Bitte verpacken Sie die Geräte separat zu möglichen anderen Serviceaufträgen, um Fehler zu vermeiden.  
Dieses Dokument ist bis zum 31. Dezember 2023 gültig, Version VPL.2023.01.DE



# Service Auftrag

**Für nur Temperaturlogger aus den Produktserien EBI 12, EBI 11, EBI 10, EBI 100.**

<b>Ihre Bestellnummer:</b> (Nur nötig, wenn Sie mehr als einen Servicevorgang benötigen.)
--

Seriennummer	Modellbezeichnung	Problembeschreibung
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Basic Service für 171,00 € \*1)

Fühlertausch Service, auswählbar als zusätzlicher Service, für 279,00 € \*2)

Basic Service + Elektronik Reparatur Service für 754,00 € \*3)

Basic Service + Gehäuse Reparatur Service für 754,00 € \*4)

Garantiereparatur (um die Forderungen zu überprüfen, fügen Sie bitte die entsprechende Kopie Ihrer Rechnung bei)

Bitte senden Sie uns einen Kostenvorschlag.

Merke: für den schnellsten Service, wählen Sie bitte eine der Standard Service Optionen aus

## Wählen Sie gewünschte Optionen aus (gegen eine zusätzliche Gebühr verfügbar):

Eingangs- und Ausgangskalibrierung

Zeitkalibrierung für 128,00 €

Update von ISO Kalibrierung zu einer akkreditierten Kalibrierung nach DIN EN ISO / IEC 17025 (DAkKS). Die Anzahl von Temperaturpunkten entspricht Ihrem Preis. \*5)

Bitte geben Sie die Kalibrierung an den folgenden Punkten an:

\*1, 2, 3, 4, 5) Bitte sehen Sie in den zusätzlichen Informationen auf den folgenden Seiten nach.

[www.wtw.com](http://www.wtw.com)

[www.si-analytics.com](http://www.si-analytics.com)

[www.ebro.com](http://www.ebro.com)

[www.meinsberg.de](http://www.meinsberg.de)

Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG  
Am Achalaich 11  
82362 Weilheim, Germany  
Amtsgericht München HRA 105345  
USt-IdNr./VAT No.: DE815629128  
Steuernummer: 168/183/00305

Bank Deutsche Bank AG  
BLZ: 700 700 10  
Kto.-Nr.: 992420000  
IBAN: DE11700700100992420000  
BIC: DEUTDEMMXXX  
WEEE Nr./No.: DE 29884659

Persönlich haftende Gesellschafterin: Xylem Analytics Germany GmbH  
Sitz: Weilheim i. OB,  
Registergericht: Amtsgericht München, HRB 145685  
Geschäftsführer/Managing Director:  
Dr. Robert Reining  
USt-IdNr./VAT No.: DE275429984

Mit diesem Formular können Sie denselben Service für einen oder mehrere Datenlogger bestellen. Wenn Sie einen anderen Service für andere Logger bestellen möchten, verwenden Sie bitte ein separates Formular. Bitte verpacken Sie die Geräte separat zu möglichen anderen Serviceaufträgen, um Fehler zu vermeiden. Dieses Dokument ist bis zum 31. Dezember 2023 gültig, Version VPL.2023.01.DE



# Service Auftrag

**Für Temperatur- und Druckdatenlogger, Temperatur- Feuchtelogger oder Temperatur-Leitfähigkeitslogger aus den Produktserien EBI 12, EBI 11, EBI 16, EBI 10, EBI 100.**

Ihre Bestellnummer:

(Nur nötig, wenn Sie mehr als einen Servicevorgang benötigen.)

Seriennummer	Modellbezeichnung	Problembeschreibung
--------------	-------------------	---------------------

Basic Service für 251,00 € \*<sup>1)</sup>

Fühlertausch Service, auswählbar als zusätzlicher Service, für 279,00 € \*<sup>2)</sup>

Basic Service + Elektronik Reparatur Service für 830,00 € \*<sup>3)</sup>

Basic Service + Gehäuse Reparatur Service inkl. Drucksensorwechsel für Temperatur-/ Druckdatenlogger für zusammen 1.109,00 € \*<sup>4)</sup>

Garantiereparatur (um die Forderungen zu überprüfen, fügen Sie bitte die entsprechende Kopie Ihrer Rechnung bei)

Bitte senden Sie uns einen Kostenvoranschlag.

Merke für den schnellsten Service, wählen Sie bitte eine der Standard Service Optionen aus.

**Wählen Sie die gewünschte Option aus** (gegen eine zusätzliche Gebühr verfügbar):

Eingangs- und Ausgangskalibrierung

Zeitkalibrierung für 128,00 €

Update von ISO Kalibrierung zu einer akkreditierten Kalibrierung nach DIN EN ISO / IEC 17025 (DAkkS). Der Preis ist von der Anzahl der gewählten Kalibrierpunkte abhängig. \*<sup>6)</sup>

Bitte geben Sie die Kalibrierung an den folgenden Punkten an:

\*1, 2, 3, 4, 6) Bitte sehen Sie in den zusätzlichen Informationen auf den folgenden Seiten nach.

[www.wtw.com](http://www.wtw.com)

[www.si-analytics.com](http://www.si-analytics.com)

[www.ebro.com](http://www.ebro.com)

[www.meinsberg.de](http://www.meinsberg.de)

Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG  
Am Achalaich 11  
82362 Weilheim, Germany  
Amtsgericht München HRA 105345  
USt-IdNr./VAT No.: DE815629128  
Steuernummer: 168/183/00305

Bank Deutsche Bank AG  
BLZ: 700 700 10  
Kto.-Nr.: 992420000  
IBAN: DE11700700100992420000  
BIC: DEUTDE33HAN30  
WEEE Nr./No.: DE 29884659

Persönlich haftende Gesellschafterin: Xylem Analytics Germany GmbH  
Sitz: Weilheim i.Ob.,  
Registergericht: Amtsgericht München, HRB 145685  
Geschäftsführer/Managing Director:  
Dr. Robert Reining  
USt-IdNr./VAT No.: DE275429984

## Zusätzliche Information

### Was beinhaltet der Service?

- (1) Basic-Service:** Dieser Instandhaltungsservice beinhaltet einen Batterie- und Dichtungsringwechsel inkl. einer ISO Kalibrierung an unseren Standardpunkten.
- (2) Fühlertausch Service:** Der Fühlertausch Service ist als zusätzlicher Service zum Basic Service, dem Elektronik Reparatur Service oder dem Gehäusereparatur Service auswählbar und wird ausschließlich für Datenlogger mit flexiblen Kabelfühlern, Loggern mit Drucksensoren und Temperatur-Feuchtedatenlogger angeboten.
- (3) Basic Service + Elektronik Reparatur Service:** Dieser Reparaturservice beinhaltet das wechseln des Elektronik-Modules sowie den Basic Service. Wir bieten keinen Elektronik Reparaturservice für EBI 16 an.
- (4) Basic Service + Gehäuse Reparatur Service:** Dieser Reparaturservice beinhaltet den Austausch des Gehäuses sowie den Basic Service. Der Austausch des Drucksensors ist bei Temperatur- /Druckloggern verpflichtend und wird zusätzlich berechnet. Wir bieten diesen Reparaturservice für reine Temperaturlogger und Temperatur- und Drucklogger jedoch nicht für EBI 16 an.

### Was sind unsere Standard Kalibrierpunkte ?

Produktserie	Loggertypen	Standard-Kalibrierpunkte
<b>EBI 10</b>	<b>Temperaturlogger:</b>	
	EBI 10-T100, EBI 10-T21x, EBI 10-T22x, EBI 10-T23x, EBI 10-T24x, EBI 10-T26x, EBI 10-T421, EBI 10-T441, EBI 10-T46x	-20 °C, 0 °C, +60 °C, +134 °C
	EBI 10-T101	-80 °C, 0 °C, +60 °C
	EBI 10-T47x, EBI 10-T49x, EBI 10-T67x, EBI 10-T69x	0 °C, +60 °C, +134 °C
	<b>Temperatur- / Druckdatenlogger</b>	
	EBI 10-TP10x, EBI 10-TP2xx, EBI 10-TP3xx, EBI 10-TP4xx	0 °C, +60 °C, +134 °C 100 mbar, 3.100 mbar bei +25 °C und 3.100 mbar bei +134 °C
	<b>Temperatur- / Feuchtedatenlogger</b>	
EBI 10-TH100	0 °C, +60 °C 32,8 %rF, 52,9 %rF, 75,4 %rF bei +25 °C	
<b>EBI 11</b>	<b>Temperaturlogger:</b>	
	EBI 11-T21x, EBI 11-T23x, EBI 11-T24x	0 °C, +60 °C, +134 °C
	<b>Temperatur- / Druckdatenlogger</b>	
EBI 11-P100, EBI 11-P111, EBI 11-TP110, EBI 11-TP210	0 °C, +60 °C, +134 °C 100 mbar, 3.100 mbar, 6.000 mbar bei +25 °C und 3.100 mbar bei +134 °C	
<b>EBI 12</b>	<b>Temperaturlogger:</b>	
	EBI 12-T100, EBI 12-T21x, EBI 12-T22x, EBI 12-T23x, EBI 12-T24x, EBI 12-T285, EBI 12-T43x, EBI 12-T441	-20 °C, 0 °C, +60 °C, +134 °C
	EBI 12-T101	-20 °C, 0 °C, +60 °C
	EBI 12-T102	-80 °C, 0 °C, +60 °C
	EBI 12-T47x, EBI 12-T49x, EBI 12-T67x, EBI 12-T69x	0 °C, +60 °C, +134 °C
	EBI 12-T221, EBI 12-T421	-20 °C, 0 °C, +60 °C, +134 °C, +250 °C
	EBI 12-T26x, EBI 12-T46x	-20 °C, 0 °C, +60 °C, +121 °C
	EBI 12-T480	-200 °C, -50 °C, 0 °C, +60 °C, +134 °C, +250 °C, +400 °C

Mit diesem Formular können Sie denselben Service für einen oder mehrere Datenlogger bestellen. Wenn Sie einen anderen Service für andere Logger bestellen möchten, verwenden Sie bitte ein separates Formular.  
Bitte verpacken Sie die Geräte separat zu möglichen anderen Serviceaufträgen, um Fehler zu vermeiden.  
Dieses Dokument ist bis zum 31. Dezember 2023 gültig, Version VPL.2023.01.DE



<b>EBI 12</b>	<b>Temperatur- / Druckdatenlogger</b>	
	EBI 12-TP22x, EBI 12-TP23x, EBI 12-TP322, EBI 12-TP433, EBI 12-TP45x, EBI 12-TP46x	0 °C, +60 °C, +134 °C 100 mbar, 3.100 mbar bei +25 °C und 3.100 mbar bei +134 °C
	EBI 12-TP190, EBI 12-TP 290	0 °C, +60 °C <= 0,5 mbar, 50 mbar bei +25 °C und <= 0,5 mbar, 10 mbar, 50 mbar bei +60 °C
	<b>Temperatur- / Feuchtedatenlogger</b>	
	EBI 12-TH100-EX	0 °C, +60 °C 32,8 %rF, 52,9 %rF, 75,4 %rF bei +25 °C
	<b>Temperatur- / Leitfähigkeitsdatenlogger</b>	
	EBI 12-TC230	0 °C, +60 °C, +121 °C 5 µS/cm, 100 µS/cm, 1.413 µS/cm bei +25 °C
<b>EBI 16</b>	<b>BD-Test</b>	Test lt. DIN EN 11140-4 im Dampfsterilisator
<b>EBI 100</b>	<b>Temperaturlogger:</b>	
	EBI 100-T100, EBI 100-T2xx, EBI 100-T4xx	-20 °C, 0 °C, +60 °C, +134 °C
	EBI 100-T101	-80 °C, 0 °C, +60 °C
	<b>Temperatur- / Druckdatenlogger</b>	
	EBI 100-TPxxx	0 °C, +60 °C, +134 °C 100 mbar, 3.100 mbar bei +25 °C und 3.100 mbar bei +134 °C

**(5) Was sind die Preise für einen Update von einer ISO Kalibrierung auf eine akkreditierte Kalibrierung nach DIN EN ISO / IEC 17025 (DakKS) Kalibrierung für nur Temperaturdatenlogger**

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
1030-1253	Update auf 3 Temperaturpunkten akk. Kalibrierung	106,00 €
1030-1254	Update auf 4 Temperaturpunkten akk. Kalibrierung	152,00 €
1030-1255	Update auf 5 Temperaturpunkten akk. Kalibrierung	197,00 €
1030-1256	Update auf 6 Temperaturpunkten akk. Kalibrierung	246,00 €

**(6) Was sind die Preise für einen Update von einer ISO Kalibrierung auf eine akkreditierte Kalibrierung nach DIN EN ISO / IEC 17025 (DakKS) Kalibrierung für einen Temperatur + eine zusätzliche Messgröße Datenlogger.**

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
1030-1273	Update auf 3 Temperaturpunkten und der Kalibrierung der zusätzlichen Messgröße	360,00 €
1030-1274	Update auf 4 Temperaturpunkten und der Kalibrierung der zusätzlichen Messgröße	409,00 €
1030-1275	Update auf 5 Temperaturpunkten und der Kalibrierung der zusätzlichen Messgröße	453,00 €
1030-1276	Update auf 6 Temperaturpunkten und der Kalibrierung der zusätzlichen Messgröße	502,00 €

[www.wtw.com](http://www.wtw.com)

[www.si-analytics.com](http://www.si-analytics.com)

[www.ebro.com](http://www.ebro.com)

[www.meinsberg.de](http://www.meinsberg.de)

Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG  
Am Achalaich 11  
82362 Weilheim, Germany  
Amtsgericht München HRA 105345  
USt-IdNr./VAT No.: DE815629128  
Steuernummer: 168/183/00305

Bank Deutsche Bank AG  
BLZ: 700 700 10  
Kto.-Nr.: 992420000  
IBAN: DE11700700100992420000  
BIC: DEUTDE33HAN33  
WEEE Nr./No.: DE 29884659

Persönlich haftende Gesellschafterin: Xylem Analytics Germany GmbH  
Sitz: Weilheim i.OB,  
Registergericht: Amtsgericht München, HRB 145685  
Geschäftsführer/Managing Director:  
Dr. Robert Reining  
USt-IdNr./VAT No.: DE275429984