

Service Auftrag

Für Validier- und Prozesslogger aus den Produktserien:
EBI 12, EBI 11, EBI 16, EBI 10, EBI 100

Für interne Nutzung:

Dokument Version: VPL.2021.17.DE



SI Analytics®



are brands of Xylem Inc. or one of its subsidiaries.

Ihre Bestellnummer:

Rechnungsadresse:

Ihre Kundennummer (falls bekannt):
USt-IdNr.:
Firmenname:
Adresse1:
Adresse2:
Adresse3:
PLZ:
Stadt:
Land:

Lieferadresse (falls abweichend von der Rechnungsadresse):

Nummer: (falls bekannt):
USt-IdNr.:
Firmenname:
Adresse1:
Adresse2:
Adresse3:
PLZ:
Stadt:
Land:

Ansprechpartner:

Vor- und Nachname:
Telefonnummer:
E-Mail:

Zertifikatadresse (falls abweichend von der Rechnungsadresse):

Firmenname:
Adresse1:
Adresse2:
Adresse3:
PLZ:
Stadt:
Land:

Hiermit bestellen wir den auf den folgenden Seiten ausgewählten Service sowie die professionelle Entsorgung der ersetzten Teile. Die Bestellung erfolgt unter den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG. <https://www.xylemanalytics.com/de/agb>. Die Preise enthalten weder die Umsatzsteuer noch die Verpackungskosten, [...], Transport und Versicherung, falls zutreffend. Lieferbedingungen gelten gemäß INCOTERMS 2010.

Datum

Name in Druckbuchstaben

Unterschrift

Mit diesem Formular können Sie denselben Service für einen oder mehrere Datenlogger bestellen. Wenn Sie einen anderen Service für andere Logger bestellen möchten, verwenden Sie bitte ein separates Formular. Bitte verpacken Sie die Geräte separat zu möglichen anderen Serviceaufträgen, um Fehler zu vermeiden.

Dieses Dokument ist bis zum 31. Dezember 2021 gültig, Version VPL.2021.17.DE



Service Auftrag

Für nur Temperaturlogger aus den Produktserien EBI 12, EBI 11, EBI 10, EBI 100.

Ihre Bestellnummer:
(Nur nötig, wenn Sie mehr als einen Servicevorgang benötigen.)

Seriennummer:

Model- oder Produktbeschreibung:

Problembeschreibung (falls vorhanden):

- Basic Service für 145,00 € ^{*1)}
- Fühlertausch Service, auswählbar als zusätzlicher Service, für 240,00 € ^{*2)}
- Basic Service + Elektronik Reparatur Service für 655,00 € ^{*3)}
- Basic Service + Gehäuse Reparatur Service für 655,00 € ^{*4)}

- Garantiereparatur (um die Forderungen zu überprüfen, fügen Sie bitte die entsprechende Kopie Ihrer Rechnung bei)

- Bitte senden Sie uns einen Kostenvorschlag. *Merke: für den schnellsten Service, wählen Sie bitte eine der Standard Service Optionen aus*

Wählen Sie gewünschte Optionen aus (gegen eine zusätzliche Gebühr verfügbar):

- Eingang- und Ausgangskalibrierung
- Zeitkalibrierung für 111,00 €
- Update von ISO Kalibrierung zu einer akkreditierten Kalibrierung nach DIN EN ISO / IEC 17025 (DAkkS) mit Kalibrierpunkten Ihrer Wahl. Die Anzahl von Temperaturpunkten entspricht Ihrem Preis. ^{*5)}

Bitte geben Sie die Kalibrierung an den folgenden Punkten an:

*1, 2, 3, 4, 5) Bitte sehen Sie in den zusätzlichen Informationen auf den folgenden Seiten nach.

www.wtw.com

www.si-analytics.com

www.ebro.com

www.meinsberg.de

Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG
Dr.-Karl-Slevogt-Str. 1
82362 Weilheim, Germany
Amtsgericht München HRA 105345
USt-IdNr./VAT No.: DE815629128
Steuernummer: 168/183/00305

Bank: Deutsche Bank AG
BLZ: 700 700 10
Kto.-Nr.: 992420000
IBAN: DE11700700100992420000
BIC: DEUTDEMMXXX
WEEE Nr./No.: DE 29884659

Persönlich haftende Gesellschafterin: Xylem Analytics Germany GmbH
Sitz: Weilheim i.OB,
Registergericht: Amtsgericht München, HRB 145685
Geschäftsführer/Managing Directors:
Dr. Robert Reining · Ulrich Schwab ·
USt-IdNr./VAT No.: DE275429984

Mit diesem Formular können Sie denselben Service für einen oder mehrere Datenlogger bestellen. Wenn Sie einen anderen Service für andere Logger bestellen möchten, verwenden Sie bitte ein separates Formular. Bitte verpacken Sie die Geräte separat zu möglichen anderen Serviceaufträgen, um Fehler zu vermeiden.

Dieses Dokument ist bis zum 31. Dezember 2021 gültig, Version VPL.2021.17.DE



Service Auftrag

Für Temperatur- und Druckdatenlogger, Temperatur- Feuchtelogger oder Temperatur-Leitfähigkeitslogger aus den Produktserien EBI 12, EBI 11, EBI 16, EBI 10, EBI 100.

Ihre Bestellnummer:
(Nur nötig, wenn Sie mehr als einen Servicevorgang benötigen.)

Seriennummer:

Model- oder Produktbeschreibung:

Problembeschreibung (falls vorhanden):

Für Temperatur / Feuchte / Druck

- Basic Service für 210,00 € *1)
- Fühlertausch Service, auswählbar als zusätzlicher Service, für 240,00 € *2)
- Basic Service + Elektronik Reparatur Service für 720,00 € *3)
- Basic Service + Gehäuse Reparatur Service inkl. Drucksensorwechsel für Temperatur- / Druckdatenlogger für zusammen 960,00 € *4)

Garantiereparatur. (um die Forderungen zu überprüfen, fügen Sie bitte die entsprechende Kopie Ihrer Rechnung bei)

Bitte senden Sie uns einen Kostenvoranschlag. *Merke: für den schnellsten Service, wähle Sie bitte eine der Standard Service Optionen aus*

Wählen Sie die gewünschte Option aus (gegen eine zusätzliche Gebühr verfügbar):

- Eingang- und Ausgangskalibrierung
- Zeitkalibrierung für 111,00 €
- Update von ISO Kalibrierung zu einer akkreditierten Kalibrierung nach DIN EN ISO / IEC 17025 (DAkKS) mit Kalibrierpunkten Ihrer Wahl. Die Anzahl von Temperaturpunkten entspricht Ihrem Preis. *6).

Bitte geben Sie die Kalibrierung an den folgenden Punkten an:

*1, 2, 3, 4, 6) Bitte sehen Sie in den zusätzlichen Informationen auf den folgenden Seiten nach.

www.wtw.com

www.si-analytics.com

www.ebro.com

www.meinsberg.de

Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG
Dr.-Karl-Slevogt-Str. 1
82362 Weilheim, Germany
Amtsgericht München HRA 105345
USt-IdNr./VAT No.: DE815629128
Steuernummer: 168/183/00305

Bank: Deutsche Bank AG
BLZ: 700 700 10
Kto.-Nr.: 992420000
IBAN: DE11700700100992420000
BIC: DEUTDEMMXXX
WEEE Nr./No.: DE 29884659

Persönlich haftende Gesellschafterin: Xylem Analytics Germany GmbH
Sitz: Weilheim i.OB,
Registergericht: Amtsgericht München, HRB 145685
Geschäftsführer/Managing Directors:
Dr. Robert Reining · Ulrich Schwab ·
USt-IdNr./VAT No.: DE275429984

Mit diesem Formular können Sie denselben Service für einen oder mehrere Datenlogger bestellen. Wenn Sie einen anderen Service für andere Logger bestellen möchten, verwenden Sie bitte ein separates Formular.

Bitte verpacken Sie die Geräte separat zu möglichen anderen Serviceaufträgen, um Fehler zu vermeiden.

Dieses Dokument ist bis zum 31. Dezember 2021 gültig, Version VPL.2021.17.DE



Zusätzliche Information

Was beinhaltet der Service?

- (1) **Basic-Service:** Dieser Instandhaltungsservice beinhaltet einen Batterie- und Dichtungsringwechsel inkl. einer ISO Kalibrierung an unseren Standardpunkten.
- (2) **Fühlertausch Service:** Der Fühlertausch Service ist als zusätzlicher Service zum Basic Service, dem Elektronik Reparatur Service oder dem Gehäusereparatur Service auswählbar und wird ausschließlich für Datenlogger mit flexiblen Kabelfühlern, Loggern mit Drucksensoren und Temperatur-Feuchtedatenlogger angeboten.
- (3) **Basic Service + Elektronik Reparatur Service:** Dieser Reparaturservice beinhaltet das wechseln des Elektronik-Modules sowie den Basic Service. Wir bieten keinen Elektronik Reparaturservice für EBI 16 an.
- (4) **Basic Service + Gehäuse Reparatur Service:** Dieser Reparaturservice beinhaltet den Austausch des Gehäuses sowie den Basic Service. Der Austausch des Drucksensors ist bei Temperatur- / Druckloggern verpflichtend und wird zusätzlich berechnet. Wir bieten diesen Reparaturservice für reine Temperaturlogger und Temperatur- und Drucklogger jedoch nicht für EBI 16 an.

Was sind unsere Standard Kalibrierpunkte?

Produktserien	Logger	Standard Kalibrierpunkte
Reine Temperaturdatenlogger	EBI 12-T100, EBI 12-T21x, EBI 12-T220, EBI 12-T222, EBI 12-T23x, EBI 12-T24x, EBI 12-T285, EBI 12-T43x, EBI 12-T441, EBI 10-T100, EBI 10-T21x, EBI 10-T23x, EBI 10-T26x, EBI 10-T46x, EBI 100-T100, EBI 100-T21x, EBI 100-T23x, EBI 100-T26x, EBI 100-T4x1, EBI 100-T46x	-20 °C, 0 °C, +60 °C, +134 °C
	EBI 12-T101	-20 °C, 0 °C, +60 °C
	EBI 12-T102, EBI 10-T101, EBI 100-T101	-80 °C, 0 °C, +60 °C
	EBI 12-T47x, EBI 12-T49x, EBI 12-T67x, EBI 12-T69x, EBI 11-T21x, EBI 11-T23x, EBI 11-T24x, EBI 10-T47x, EBI 10-T49x, EBI 10-T69x, EBI 10-T67x	0 °C, +60 °C, +134 °C
	EBI 12-T221, EBI 12-T421, EBI 10-T220, EBI 10-T221, EBI 10-T240, EBI 10-T241, EBI 10-T441, EBI 10-T421,	-20 °C, 0 °C, +60 °C, +134 °C, +250 °C
	EBI 12-T26x, EBI 12-T46x	-20 °C, 0 °C, +60 °C, +121 °C
	EBI 12-T480	-200 °C, -50 °C, 0 °C, +60 °C, +134 °C, +250 °C, +400 °C
Temperatur- / Druckdatenlogger	EBI 12-TP 22x, EBI 12-TP 23x, EBI 12-TP322, EBI 12-TP422, EBI 12-TP45x, EBI 12-TP46x, EBI 10-TP45x, EBI 10-TP46x, EBI 10-TP10x, EBI 10-TP2xx, EBI 100-TP100, EBI 100-TP2xx	0 °C, +60 °C, +134 °C 100 mbar, 3,100 mbar bei +25 °C und 3,100 mbar bei +134 °C
	EBI 11-P100, EBI 11-P111, EBI 11-TP-110, EBI 11-TP210	0 °C, +60 °C, +134 °C; 100 mbar, 3,100 mbar, 6,000 mbar bei +25 °C und 3,100 mbar bei +134 °C

www.wtw.com

www.si-analytics.com

www.ebro.com

www.meinsberg.de

Xylem Analytics Germany Sales GmbH & Co. KG
Dr.-Karl-Slevogt-Str. 1
82362 Weilheim, Germany
Amtsgericht München HRA 105345
USt-IdNr./VAT No.: DE815629128
Steuernummer: 168/183/00305

Bank: Deutsche Bank AG
BLZ: 700 700 10
Kto.-Nr.: 992420000
IBAN: DE11700700100992420000
BIC: DEUTDEMMXXX
WEEE Nr./No.: DE 29884659

Persönlich haftende Gesellschafterin: Xylem Analytics Germany GmbH
Sitz: Weilheim i.OB,
Registergericht: Amtsgericht München, HRB 145685
Geschäftsführer/Managing Directors:
Dr. Robert Reining · Ulrich Schwab ·
USt-IdNr./VAT No.: DE275429984

Mit diesem Formular können Sie denselben Service für einen oder mehrere Datenlogger bestellen. Wenn Sie einen anderen Service für andere Logger bestellen möchten, verwenden Sie bitte ein separates Formular.

Bitte verpacken Sie die Geräte separat zu möglichen anderen Serviceaufträgen, um Fehler zu vermeiden.



Dieses Dokument ist bis zum 31. Dezember 2021 gültig, Version VPL.2021.17.DE

Temperatur / Präzisionsdruckdatenlogger	EBI 12-TP190, EBI 12-TP290	0 °C, +60 °C ≤ 0.5 mbar, 50 mbar bei +25 °C und ≤ 0.5 mbar, 10 mbar, 50 mbar bei +60 °C
Temperatur / Leitfähigkeitsdatenlogger	EBI 12-TC 230	0 °C, +60 °C, +121 °C 5 µS/cm, 100 µS/cm, 1413 µS/cm bei +25°C
Temperatur / Feuchtedatenlogger	EBI 12-TH100-EX	0 °C, +60 °C 32.8 %rH, 52.9 %rH, 75.4 %rH bei +25°C
EBI 16	BD-Test	Test lt. DIN EN 11140-4 im Dampfsterilisator

(5) Was sind die Preise für einen Update von einer ISO Kalibrierung auf eine akkreditierte Kalibration nach DIN EN ISO / IEC 17025 (Dakks) Kalibrierung für nur Temperaturdatenlogger

Item Number	Description	Price
1030-1253	Kalibrierungsupdate auf 3 Temperaturpunkten akk. Kalibrierung	92,00 €
1030-1254	Kalibrierungsupdate auf 4 Temperaturpunkten akk. Kalibrierung	132,00 €
1030-1255	Kalibrierungsupdate auf 5 Temperaturpunkten akk. Kalibrierung	172,00 €
1030-1256	Kalibrierungsupdate auf 6 Temperaturpunkten akk. Kalibrierung	212,00 €
1030-1257	Kalibrierungsupdate auf 7 Temperaturpunkten akk. Kalibrierung	252,00 €
1030-1258	Kalibrierungsupdate auf 8 Temperaturpunkten akk. Kalibrierung	292,00 €

(6) Was sind die Preise für einen Update von einer ISO Kalibrierung auf eine akkreditierte Kalibration nach DIN EN ISO / IEC 17025 (Dakks) Kalibrierung für einen Temperatur + eine zusätzliche Messgröße Datenlogger.

Item Number	Description	Price
1030-1273	Kalibrierungsupdate auf 3 Temperaturpunkten und der Kalibrierung der zusätzlichen Messgröße	314,00 €
1030-1274	Kalibrierungsupdate auf 4 Temperaturpunkten und der Kalibrierung der zusätzlichen Messgröße	354,00 €
1030-1275	Kalibrierungsupdate auf 5 Temperaturpunkten und der Kalibrierung der zusätzlichen Messgröße	394,00 €
1030-1276	Kalibrierungsupdate auf 6 Temperaturpunkten und der Kalibrierung der zusätzlichen Messgröße	434,00 €
1030-1277	Kalibrierungsupdate auf 7 Temperaturpunkten und der Kalibrierung der zusätzlichen Messgröße	474,00 €
1030-1278	Kalibrierungsupdate auf 8 Temperaturpunkten und der Kalibrierung der zusätzlichen Messgröße	514,00 €