

Software

ebro® bietet genau die Software, die Sie brauchen:

- Auswertesoftware für alle Anwendungen
- Auswertesoftware für EBI 25 Datenlogger
- Auswertesoftware für Pharma- und Medizin-Anwendungen: Winlog.med und Winlog.validation

Software/Features	Winlog.basic	Winlog.pro	Winlog.med	Winlog.validation	Winlog.web
Ereignisgesteuertes Aufzeichnen		●	●	●	●
Berechnungen über Scripts		●			●
Systemscripts		●			
Bilderverwaltung		●		●	
Messmodus		●			
Cursor		●	●	●	
Echtzeitberechnungen		●	●	●	●
Bereiche		●	●	●	
Berechnungen über Bereiche		●	●	●	
Statistiken pro Bereich		●	●	●	
Relative Zeitachse		●			
Konfigurationen		●	●(2)	●(2)	
Firmware-Update		●	●	●	●
Import		●(1)			
Kalibrierung		●	●	●	
Automatische Dateinamen Generierung		●			
21 CFR Part 11	●	●	●	●	●
Benutzerverwaltung	●	●	●	●	●
Audit-Trail	●	●	●	●	●
Diagramm-Eigenschaften bearbeiten		●			
Mehrere Dokumente öffnen		●	●	●	
Export (Excel, PDF)	●	●	●	●	●
Firmenlogo austauschbar	●	●	●	●	●
Funkmodus		●	●	●	●
2D Platzierung		●		●	●
3D Platzierung				●	
Routinekontrolle		●(3)	●	●	
Validierung		●(3)		●	
Einheiten wählbar	●	●	●	●	●
Messungen splitten		●	●	●	
Erweitertes Alarm-Management (Zonen)	●	●(5)			
IQ/OQ		●		●	●

(1) Winlog.validation
(2) Über Vorlagen

(3) Manuell
(4) Ab V2.5
(5) Nur EBI 310

(6) Ab V2.6
(7) Ab V3.3
(8) Ab V3.5

(9) Ab V2.8
(10) Ab V3.7



Unterstützte Loggerfamilien	Winlog.basic	Winlog.pro	Winlog.med	Winlog.validation	Winlog.web
EBI 11		●	●	●	
EBI 12		●(9)	●(10)	●(10)	
EBI 16			●(8)	●(8)	
EBI 20	●	●	●(7)	●(7)	
EBI 25					●
EBI 40		●	●(7)	●(7)	
EBI 3x0	●(6)	●(6)	●(7)	●(7)	
CT 830		●	●	●	
PHT 830		●	●	●	

Systemvoraussetzungen	Winlog.basic	Winlog.pro	Winlog.med	Winlog.validation	Winlog.web
Windows 10 x64	●	●	●	●	●
Windows 10 x86	●	●	●	●	●
Windows 11 x64	●	●		●	●
Windows 11 x86	●	●		●	●
Hauptspeicher	≥ 1 GB	≥ 1 GB	≥ 2 GB (32bit) / ≥ 4 GB (64bit)	≥ 2 GB (32bit) / ≥ 4 GB (64bit)	≥ 4 GB
Festplattenplatz	≥ 1 GB	≥ 1 GB	≥ 4 GB	≥ 4 GB	≥ 20 GB
DVD Laufwerk	●	●	●	●	●
Bildschirmauflösung	≥ 1280x768	≥ 1280x768	≥ 1280x768	≥ 1280x768	≥ 1280x768
Prozessor	Dual Core 1,6 GHz+	Dual Core 1,6 GHz+	Dual Core 1,6 GHz+	Dual Core 1,6 GHz+	Dual Core 2 GHz+

Übersicht nach Märkten	Winlog.basic	Winlog.pro	Winlog.med	Winlog.validation	Winlog.web
Lebensmittel	●	●		●	●
Industrie	●	●		●	●
Pharmazie	●	●		●	●
Medizin		●	●	●	●

Lokalisierte Sprachen	Winlog.basic	Winlog.pro	Winlog.med	Winlog.validation	Winlog.web
Englisch	●	●	●	●	●
Französisch	●	●	●	●	●
Italienisch	●	●	●	●	●
Spanisch	●	●	●	●	●
Chinesisch	●	●	●	●	●
Japanisch	●	●	●	●	
Koreanisch	●	●	●	●	
Portugiesisch			●	●	
Griechisch			●	●	
Tschechisch	●	●	●	●	●
Schwedisch	●	●	●	●	
Holländisch	●	●	●	●	
Deutsch	●	●	●	●	●
Türkisch			●	●	
Polnisch			●	●	
Norwegisch			●	●	